

PORCELAIN ETCHANT

4% буфер на основе фтористоводородной кислоты

ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PORCELAIN ETCHANT - это гель фтористоводородной кислоты с 4% буфером, с которым необходимо обращаться

с особой осторожностью (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). ФАРФОРОВЫЙ ЭТЧАНТ BISCO 4% был забуферен, загущен и упакован для минимизации проблем, при условии, что он используется в соответствии с этими инструкциями. PORCELAIN ETCHANT улучшает механическое связывание между фарфором и клеем / цементом за счет увеличения площади поверхности фарфора. Эффект похож на пескоструйную очистку, но более контролируемый и эффективный.

Показания к применению:

Принцип использования 4% PORCELAIN ETCHANT - это протравливание фарфора перед:

1. Фиксация керамических реставраций.
2. Ремонт керамических реставраций.

Предупреждения:

- Не используйте этот продукт, пока вы внимательно не прочитаете и не поймете эти инструкции.
- Плавиковая кислота - очень мощное и агрессивное химическое вещество. Это серьезный глаз и раздражитель тканей. При случайном попадании в глаз промойте обильным количеством воды в течение 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Плавиковая кислота также выделяет пар, который раздражает дыхательные пути. Хроническое вдыхание паров опасно и может вызвать повреждение. Крайняя осторожность необходимо принять для защиты пациента, оператора и ассистента. Эти люди необходимо носить защитные очки. Оператор и помощник должны носить защитные перчатки. При внутриротовой пластике фарфора необходимо использовать изоляцию Rubber Dam.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ PORCELAIN ETCHANT для протравливания открытых поверхностей эмали или дентина.
- Если оставить PORCELAIN ETCHANT на коже или слизистая оболочка в течение продолжительных периодов времени. Контакт с другими тканями: смыть пролитое вещество немедленно, залив обильным количеством воды в течение нескольких минут.
- Проверьте поток травителей перед интраоральным нанесением. Если сопротивление наблюдается, замените наконечник.
- и перепроверьте. Используйте только рекомендованные советы.
- Не допускайте проглатывания какого-либо продукта.
- Закройте шприц крышкой люэровского замка.

Предостережения:

- Перекрестное заражение: продукт может содержать предметы, предназначенные для одноразового использования. использовать. Утилизируйте использованные или загрязненные компоненты и аксессуары для разовых доз.

Не очищайте, не дезинфицируйте и не используйте повторно.

- Не протравливайте повторно реставрации, протравленные в лаборатории. Над травлением фарфор может вызвать ослабление фарфора или ухудшение прочности сцепления.
- PORCELAIN ETCHANT сделает фарфор и стекло шероховатыми под микроскопом. поверхности. Таким образом, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать остекления контакта травителя.

фарфоровые поверхности, так как эти поверхности потеряют свой блеск.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. ТРАВЛЕНИЕ ФАРФОРОВЫХ РЕСТАВРАЦИЙ ПЕРЕД ЦЕМЕНТАЦИЕЙ

1. Оператор и помощник должны носить защитные очки и перчатки.
2. Если лаборатория еще не протравила реставрацию, снимите колпачок с ФАРФОРОВОЙ ТРАВИТЕЛЯ, надежно прикрепите дозирующий наконечник и проверьте поток травителя. до подачи заявки. Нанесите PORCELAIN ETCHANT (4% HF) на сухой фарфор. поверхность на 5-6 минут. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта травителя. глазурованные фарфоровые поверхности, так как они потеряют свой блеск.
3. Промойте обильным количеством воды и высушите на воздухе. Протравленная поверхность должна

кажутся тусклыми и морозными (если фарфор имеет белый / меловой вид, перемешайте влажный микрочистку на фарфоре для удаления соли и мусора, образовавшегося в результате травления).

4. Нанесите один-два тонких слоя силана кистью на протравленную внутреннюю поверхность реставрации согласно инструкциям производителя. Высушите воздушным шприцем.

5. Выполните нанесение клея и фиксацию в соответствии с инструкциями производителя инструкции.

2. РЕМОНТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАРФА

1. Пациент, оператор и ассистент должны носить защитные очки. Защитный Оператор и помощник должны носить перчатки.

2. Удалите глазурь и снимите фаску (45 градусов) с фарфора вокруг ремонтируемого участка. (Удалите весь старый композит, оставшийся от предыдущего ремонта.)

3. Изолируйте травмируемую область с помощью резиновой прокладки. BISCO'S BARRIER GEL * должен быть

размещается там, где травление нежелательно.

4. Снимите колпачок с PORCELAIN ETCHANT, надежно прикрепите дозирующий наконечник и проверьте

протравливание перед применением в полости рта. Нанесите PORCELAIN ETCHANT (4% HF) на высушить фарфоровую поверхность на 5-6 минут. Продолжайте наблюдать за местом травления на протяжении всей процедуры. Отсосите ФАРФОРОВЫЙ ТРАВЛЕНИЕ, затем смойте обильное количество воды и высушить на воздухе. Протравленная поверхность должна выглядеть тусклой.

и морозный (если фарфор имеет белый / меловой вид, встряхните влажную микрочистку на фарфор для удаления соли и мусора, образовавшихся при травлении, промывании и сушке).

5. Нанесите один-два тонких слоя силана кистью на протравленную поверхность восстановления и дайте постоять 30 секунд. Высушите воздушным шприцем.

6. Нанесите клеящую систему в соответствии с инструкциями производителя. Завершить ремонт композитом и отделкой / полировкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для ремонта незащищенного металла, оксида алюминия, диоксида циркония или композитного материала см.

инструкция к НАБОРУ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЕМОНТА BISCO *

* BARRIER GEL и НАБОР ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЕМОНТА изготовлены